




DEFIGARD 5000

Una nueva visión en desfibrilación hospitalaria

El DEFIGARD 5000 combina la eficacia de un desfibrilador bifásico de impulsos (*MULTIPULSE BIOWAVE®*) con la monitorización de precisión, y la pantalla en color más grande disponible en el mercado.



SCHILLER
The Art of Diagnostics

DEFIGARD 5000

Monitor y desfibrilador

La pantalla en color de gran tamaño (10,4 pulgada) permite presentar simultáneamente hasta 12 derivaciones de ECG. El botón de navegación y las teclas de acceso directo proporcionan un acceso rápido a todos los parámetros, y hacen que el equipo resulte extremadamente sencillo y fácil de utilizar. Gracias al modo de desfibrilación AED (desfibrilador externo automático) y manual, el DEFIGARD 5000 es el equipo ideal en caso de paro cardíaco:

- Utilización de almohadillas, palas o cucharas
- El marcapasos externo y las funciones de monitorización, como ECG, SpO₂ (Masimo), CO₂ (IRMA) y NIBP, permiten la monitorización y atención continuas del paciente.



Disponibles diversas funciones sofisticadas

Desfibrilación utilizando la tecnología *MULTIPULSE BLOWAVE*® de baja energía.

Cambio rápido de un modo de desfibrilación a otro: almohadillas o palas o electrodos de cuchara gracias a un sistema avanzado de reconocimiento de casetes y almohadillas.

- Modo AED con almohadillas: Energía configurable de 2 a 200 J (adultos) o de 2 a 70 J (niños); detección automática de electrodos pediátricos y ajuste de energía.
El usuario es guiado por el proceso de desfibrilación mediante mensajes de texto y voz.
- Modo manual con palas o almohadillas, selección de energía entre 2 y 200 J.
- Desfibrilación interna: 2 a 30 J.

DEFIGARD 5000

Marcapasos (opcional)

- Modo de funcionamiento Fijo, A demanda o Hiperestimulación (frecuencia x3)
- Memorización de los ajustes (corriente y frecuencia) para una reanudación rápida de la estimulación en caso necesario

Monitor

- Pantalla de cristal líquido en color de gran tamaño (10,4 pulgada)
- Visualización: Instrucciones AED, medición y curvas para SpO₂, CO₂, NIBP y hasta 12 derivaciones de ECG

Impresora (opcional)

- Impresora de 3 canales
- Impresión automática o manual de curvas, mediciones, eventos, tendencias y alarmas

Registro de datos


- Memoria interna que permite el almacenamiento de hasta 3 horas de datos de ECG o 500 eventos en modo AED, así como datos de tendencias de 24 horas, tanto gráficas como tabulares, para todos los parámetros
- Descarga de datos de AED a través del puerto USB

Transmisión


- Transmisión de ECG de 12 canales a través de GSM o módem estándar (opcional)
- Conexión Ethernet o USB para actualización del software



Presentación simultánea de 12 derivaciones de ECG



Capnometría





CE 0459



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 709 90
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller Medical Equipment Co. Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86-10-84565453
info@schillermedical.com
www.schillermedical.cn



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg/Cedex
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 94 12 82
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77600 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
infoschiller@schiller-france.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81-0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491
Fax +36 (1) 383-4778
sales@schiller.at
www.schiller-hungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.ch



Latin America
SCHILLER Latin America, Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 954 673 0358
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 8432089
Fax +48 22 8432089
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
SCHILLER AG Rep. office
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 970 11 33
mail@schiller-ag.com
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
E-28230-Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - İstanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
sales@schiller-turkiye.com
www.schiller-turkiye.com



USA
SCHILLER America Inc.
Doral, Florida 33172
Phone +1 786 845 0620
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

03/14, SP



Article no.: 2.500430



SCHILLER
The Art of Diagnostics