

DEFIGARD 4000

EL poder de salvar vidas

Con el DEFIGARD 4000 la desfibrilación se vuelve tan fácil como A, B, C.

The latest seem









DEFIGARD 4000

Fácil manejo con una única rueda de selección para acceder a todas las principales funciones:

- Selección de energía de desfibrilación en modo manual, selección de modo marcapasos, DESA.
- DEFIGARD 4000 es un desfibrilador bifásico a 200 J, con teconolgía MULTIPULSE BIOWAVE®.
- Niveles de energía seleccionables: 2, 4, 8, 15, 30, 50, 70, 90, 120, 150 y 200 Julios.
- La pantalla brillante, de 5,9", es clara y visible en todas las condiciones y puede mostrar curves y valores de ECG, frecuencia cardíaca, pletismograma y valores SpO_a.

Todo ello se combina en un equipo ligero y compacto.

Éste manejable dispositivo, combinado con un bonito diseño, de tamaño pequeño, y relación funcionamiento-precio inmejorable, hacen que el DEFIGARD 4000 sea el equipo perfecto para todas las situaciones de emergencia.

Utilización en ambulancias, así como en aviones:

Gracias a su soporte, certificado para 15 g, el equipo puede utilizarse tanto en ruta como en vuelo.

El soporte está equipado con una fuente de alimentación CC/CC, lo que permite que el equipo se cargue directamente a través del soporte.

El equipo puede retirarse fácilmente del soporte.





Soporte de pared

DEFIGARD 4000

DEFIGARD 4000, el desfibrilador ideal y mucho más:

Disponible con almohadillas o palas

- Desfibrilación en modo manual
- Desfibrilación semiautomática (opcional)
 Las instrucciones verbales y en pantalla guían al usuario a través del proceso de desfibrilación.
 La energía de desfibrilación se ajusta automáticamente cuando se conectan almohadillas pediátricas
- Marcapasos (opcional)
 Modo de funcionamiento Fijo, A demanda o Hiperestimulación (frecuencia x3).
- Monitorización

 1 a 6 canales presentación de una curva de ECG
 y pletismograma O BIEN dos curvas de ECG (una de ellas, fija).
- SpO₂ Masimo o Nellcor (opcional)
 La medición comienza cuando se detecta un sensor
- Impresora de 3 canales (opcional)
- Memoria
 Hasta 13 horas de datos de ECG o bien 500 eventos, u 80 minutos de datos de ECG y registro de audio y 500 eventos en modo DESA.
- Interfaz USB para la transferencia de datos desde la memoria interna y para actualizaciones de software







SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia

52200 Kuala Lumpur, Malaysia Phone +603 6272 3033 Fax +603 6272 2030 sales@schiller.com.my www.schiller-asia.com



Austria

SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.

A-4040 Linz Phone +43 732 709 90 Fax +43 732 757 000 sales@schiller.at www.schiller.at



SCHILLER Int'l Trading (Shanghai) Co. Ltd.

200335 Shanghai, China Phone +86-21-62099627 Fax + 86-21-62099623 sales@schiller.com.my www.schiller.cn



France SCHILLER Médical S.A.S.

F-67162 Wissembourg/Cedex Phone +33 3 88 63 36 00 Fax +33 3 88 94 12 82 info@schiller.fr www.schiller-medical.com



France (distribution France)

SCHILLER France S.A.S. F-77600 Bussy St Georges Phone +33 1 64 66 50 00 Fax +33 1 64 66 50 10 infoschiller@schiller-france.fr www.schiller-france.com



Germany

SCHILLER Medizintechnik GmbH

D-85521 Ottobrunn Phone +49 89 62 99 81-0 Fax +49 89 609 50 90 info@schillermed.de www.schillermed.de



Hungary SCHILLER Diamed Ltd.

H-1141 Budapest Phone +36 (1) 383-4780 / 460-9491 Fax +36 (1) 383-4778 sales@schiller.at www.schiller-hungary.hu



India

SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.

Mumbai - 400 001, India Phone +91 22 6152 3333/ 2920 9141 Fax +91 22 2920 9142 sales@schillerindia.com www.schillerindia.com



Japan

SCHILLER Japan, Ltd. Hiroshima 734-8551

Phone +81 82 250 2055 Fax +81 82 253 1713 koji.maekawa@schiller.jp www.schiller.jp



Poland

SCHILLER Poland Sp. z o.o.

PL-02-729 Warszawa Phone +48 22 8432089 Fax +48 22 8432089 schiller@schiller.pl www.schiller.pl



Russia & C.I.S.

SCHILLER AG Rep. office 125124 Moscow, Russia Phone +7 (495) 970 11 33 Fax +7 (495) 970 11 33

mail@schiller-ag.com www.schiller-cis.com



Spain

SCHILLER ESPAÑA, S.A.

E-28230-Las Rozas/Madrid Phone +34 91 713 01 76 Fax +34 91 355 79 33 schiller@schiller.es www.schiller.es



Switzerland

SCHILLER-Reomed AG CH-8953 Dietikon Phone +41 44 744 30 00 Fax +41 44 740 37 10 sales@schiller-reomed.ch www.schiller-reomed.ch



Turkey SCHILLER TÜRKIYE

Okmeydani-Sisli - Istanbul Phone +90 212 210 8681 (pbx) Fax +90 212 210 8684 sales@schiller-turkiye.com www.schiller-turkiye.com



USA

SCHILLER America Inc.

Doral, Florida 33122 Phone +1 786 845 0620 Fax +1 786 845 06 02 sales@schilleramerica.com www.schilleramerica.com



